



Nombre: BOLSA DE FRÍO INSTANTÁNEO

Descripción: BOLSA DE FRÍO INSTANTÁNEO

Referencia: CUR086

Imagen:



Precio: 1,11€

Categoría Producto: Material Fungible

Etiquetas Producto: XXXCardioprotección,Mobiliario clínico,Primeros auxilios,Formación,Camillas,Botiquines,Inmovilización,Aparatos de medicina,Protección EPIS,Rescate acuático,Oxigenoterapia,Liquidación

Página Producto:

<http://catalogo.asensguardian.com/material-fungible-c-577/bolsa-de-frio-instantaneo-p-4711>

Características:

Bolsa de frío de efecto inmediato.

La bolsa instantánea de frío está diseñada para ser aplicada como primer auxilio sobre contusiones y traumatismos para aliviar el dolor y reducir una posible hinchazón de la zona corporal afectada.

Con su sistema de fácil activación no necesita ser refrigerada previamente y por ello, se puede utilizar en cualquier lugar y en cualquier momento.

Se activa instantáneamente al ser apretada: Dentro de la bolsa extra resistente, hay agua y un pequeño dispositivo que contiene urea. Cuando se oprime la bolsa con fuerza el dispositivo libera la urea que se mezcla con el agua provocando una reacción endotérmica y la bolsa se enfría. El efecto terapéutico de frío se mantiene durante unos 40 minutos.